


10 - 980 - 2288 - 1

✓ (✓)



*Лаб № 1 ЗРЧ  
№ 2014 г. (3000 шт)  
(I; II; III кв = по 1000 шт.)*

1. Лицевую сторону подложки довести до состояния зеркальной поверхности методом электрополировки
2. Маркировать способом травления, высота шрифта не менее 5 мм числами по порядку, начиная со значения - 5001
3. Допускается замена материала на Лист Б - ПН - 2 ГОСТ 19904 - 90 12X18H10T - М36 ГОСТ 5582 - 75
4. \* Размер для справок *3000 штук*

Подп. и дата  
Инв. № дубл.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

Т - 8877 - 035 - 01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Колчин В.А.	<i>В.А. Колчин</i>	14.12.05
Провер.		Кондратьева Л.	<i>Л. Кондратьева</i>	10.01.06
Рук. гр.		Анкудинова Л.Н.	<i>Л.Н. Анкудинова</i>	
Н. контр.		Никитин С.А.	<i>С.А. Никитин</i>	10.02.05
Утвер.		Скугорев А.Н.	<i>А.Н. Скугорев</i>	14.01.06

Подложка - D 65

для альфа - спектрометра

Лист Б - ПН - 1,5 ГОСТ 19904 - 90 12X18H10T - М36 ГОСТ 5582 - 75

Литер.	Масса	Масштаб
		1 : 1
Лист	Листов 1	
ЗРИ ЗЛ гр. СиРХМА		