




Д49.115.03

Восстановленный подлинник №1

Rz 80  
✓(M)

Восстановлен с подлинника  
автор: [Инициалы]  
Изм. №5 [Инициалы]  
Исполнители: Рыжов, [Инициалы]

Изм. № посл. Подпись и дата  
13.12.86 [Инициалы]  
Изм. № [Инициалы]



1.  $\geq 90$  HB
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, остальных —  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
3. Маркировать материал, высота шрифта 5 мм.
4. Клеймить окончательную приемку.
5. Допускается изготавливать из АКБ ГОСТ 4784-74.
6. Размер обеспеч. инстр.

Таблица-мм ⑤

Обозначение	L, мм	l, мм	Масса, кг
Д 49.115.03	50e7(-0.050)	35	4,2
-01	40e7(-0.075)	25	4,0
-02	30e7(-0.040)	15	0,75

4	2	54.118.05	0.001	10.000
3	3	54.344.2000	0.001	225.0
2	1	54.75-2000	0.001	16.600
1		54.17633/38		
Изм.	Исполн.	№ докум.	подп.	дата
Разраб.	Мурызин			
Пров.	Лысяков			
Т.контр.	Сандалов			
И.контр.	Кузина			
Утв.	Рыжов			

Д49.115.03

КОРПУС

Д1 ГОСТ 4784-74

Лит.	Масса	Масштаб
А	См. ③ табл.	1:1
Лист	Листов	1

Копировано л: Цваноба формат А4х3