



Г-30717

Восстановленный подлинник №

РЗ80/

128

А-А



1. Отв. Б расположить из расчёта 10 шт. по окружности.
2. Скос под углом 30° точить по шаблону.
- 3.* Размер для справок.
4. Клеймить клеймом ОТК.

						Г-30717				
Изм.	Кол.	И.Закн.	Подп.	Дата	Кольцо прижимное из 2х половинок			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Емельянова	(Подп.)	24.9.71		Б А			7,48	1:2,5	
Проб.	Данилин	(Подп.)	29.9.71							
Т.контр.	Чижнов	(Подп.)	11.10.71							
И.контр.	Пазников	(Подп.)	6.10.71		Ст.3 ГОСТ 380-71			Лист	Листов 1	
Утв.	Павлов	(Подп.)	29.9.71							

Восстановлен с подлинника.
Верно: Вернуто 10.85. / Орокина. /

М 020137 - ХНМ-1

Инв.подл.

Подл. и дата

Взам.инв.м

Инв.м.дубл.

Подп. и дат.